


Fosfo-P70 S6 Chinasi 1-T421/S424 Coniglio Mab Per Wb, If/Icc, Elisa - P23443

Numero articolo: CM0001517



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Fosfo-p70 S6 Chinasi 1-T421/S424 di alta qualità, convalidato per WB, IF/ICC, ELISA, con reattività contro umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione mTOR, sulla crescita cellulare e sulla traduzione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-p70 S6 Chinasi 1-T421/S424 coniglio mAb
Osservazioni/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alpha; S6K-beta-1; p70(S6K)-alpha; Fosfo-p70 S6 Chinasi 1-T421/S424
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6198
ID Gene	6198
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a T421&S424 di Fosfo S6K1 umano (NP_001258989.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P23443
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio