


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-P70 S6 Kinasi 1-T421/S424 Per Wb, Elisa - P23443

Numero articolo: CM0000523



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la p70 S6 Kinasi 1 fosforilata (T421/S424). Validato per Western blot ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione mTOR e sulla crescita cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-Phospho-p70 S6 Kinasi 1-T421/S424
Note/Alias	S6K; PS6K; S6K1; STK14A; p70-S6K; p70 S6KA; p70-alfa; S6K-beta-1; p70(S6K)-alfa; Phospho-p70 S6 Kinasi 1-T421/S424
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6198
ID Gene	6198
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a T421 & S424 di RPS6KB1 umano (NP_001258989.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23443
Peso Proteico	59kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio