


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Phospho-P90Rsk (T359/S363) Per Wb - Q15418

Numero articolo: CM0001808



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce p90Rsk/RSK1 fosforilato a T359/S363, validato per applicazioni WB, IP, IF/ICC e ELISA. Reagisce con esseri umani, topi e ratti. Ideale per lo studio della segnalazione ERK/MAPK, della sopravvivenza cellulare e della proliferazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p90Rsk-T359/S363 Rabbit mAb
Note/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A
Specie	Umana
GeneID (Umana)	6195
GeneID	6195
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a T359 & S363 di p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 umano (NP_002944.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15418
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio