


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S363 Coniglio Pab - Q15418

Numero articolo: CM0001423



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 umano fosforilato a Ser363. Validato per WB, IP, ELISA; cross-reattività con ratto. Rileva proteina da 83 kDa. Per la ricerca sulla segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S363
Specie	Umano
GeneID (umano)	6195
GeneID	6195
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a S363 di p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 umano (NP_002944.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q15418
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio