


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-S380 Per Wb, Ip, Elisa - Q15418

Numero articolo: CM0000714



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfospecifico che riconosce p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 alla Serina 380. Convalidato per WB, IP, ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione MAPK/ERK, della crescita cellulare e dell'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380 Rabbit pAb
Note/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-S380
Specie	Umana
GeneID	6195
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S380 di p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 umano (NP_002944.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15418
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio