


Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T348 Pab Di Coniglio - Q15418

Numero articolo: CM0000916



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro p90Rsk/RSK1 fosforilato in posizione Thr348. Validato per Western blot e ELISA, presenta reattività crociata con esseri umani, topi e ratti. Ideale per lo studio della segnalazione MAPK/ERK e della proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348 pAb di coniglio
Note/Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T348
Specie	Uomo
ID gene	6195
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico corrispondente alla regione T348 di p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15418
Peso proteico	83 kDa
Spedizione	Sacco ghiacciato