


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-P90Rsk/Rsk1/Rps6Ka1-T359/S363 Per Wb, Elisa - Q15418

Numero articolo: CM0001165



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 per WB e ELISA. Rileva RPS6KA1 umano fosforilato a Thr359 e Ser363, un effettore a valle della segnalazione di ERK coinvolto nella crescita e sopravvivenza cellulare. Ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	RSK; HU-1; RSK1; p90Rsk; MAPKAPK1; MAPKAPK1A; Phospho-p90Rsk/RSK1/RPS6KA1-T359/S363
Specie	Umana
ID genico (Umano)	6195
ID genico	6195
Immunogeno	Peptide sintetico (peptide sintetico fosforilato intorno a T359 & S363 di p90Rsk/RSK1/RPS6KA1 umano, NP_002944.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q15418
Peso proteico	83kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio