

Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Pak2-S20 Per Wb E Elisa - Q13177

Numero articolo: CM0000975



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Phospho-PAK2 (S20) rileva la PAK2 fosforilata in campioni umani, di topo e ratto tramite WB e ELISA. Ideale per lo studio della segnalazione di PAK2, dell'apoptosi e della regolazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PAK2-S20 Rabbit pAb
Note/Alias	KNO2; PAK65; PAKgamma; Phospho-PAK2-S20
Specie	Uomo
GenelD	5062
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13177
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio