

Phospho-Pak4/Pak5/Pak6-S474/S560/S602 Rabbit Mab - O96013

Numero articolo: CM0000848

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 per applicazioni WB ed ELISA. Rileva bersagli umani, murini e di ratto. Specifico per le chinasi della famiglia PAK fosforilate nella ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602 Rabbit mAb
Note/Alias	PAK4; KIAA1142; PAK5KIAA1264; PAK6; Phospho-PAK4/PAK5/PAK6-S474/S560/S602
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10298/57144/56924
ID Gene	10298/57144/56924
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide sintetico fosforilato attorno alla S474 di PAK4 umana (O96013)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	O96013(PAK4-Antigene), Q9P286(PAK5), Q9NQU5(PAK6)
Peso Proteico	64, 80, 75 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio