


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Paxillina (Y118) Per Wb Ed Elisa - P49023

Numero articolo: CM0000723



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro la paxillina fosforilata sulla tirosina 118. Convalidato per WB ed ELISA in campioni umani. Rileva una banda da 65 kDa. Adatto per studi sull'adesione focale e sulla migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-fosfo-paxillina-Y118
Note/Alias	Paxillina; PXN; paxillina; Fosfo-paxillina-Y118
Specie	Umana
GenelD	5829
Immunogeno	Peptide sintetico
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P49023
Peso proteico	65 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio