

Pab Di Coniglio Phospho-Pdgfr Alpha-Y1018 Per Wb, Elisa - P16234

Numero articolo: CM0000481



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-PDGFR alpha-Y1018 convalidato per WB e ELISA. Rileva la PDGFRA umana fosforilata in Y1018. Ideale per studiare la segnalazione PDGF, la proliferazione cellulare e le vie dei recettori tirosina chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PDGFR alpha-Y1018 Rabbit pAb
Note/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y1018
Specie	Umana
GenID	5156
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P16234
Peso proteico	123kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio