

Pab Coniglio Phospho-Pdgfr Alpha-Y849 Per Wb, Elisa - P16234

Numero articolo: CM0000735



introduzione

Il pAb coniglio Phospho-PDGFR alpha-Y849 rileva PDGFRA umano fosforilato sulla tirosina 849. Validato per Western blot e ELISA, questo anticorpo supporta la ricerca sulla segnalazione di PDGF, la proliferazione cellulare e lo sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb coniglio Phospho-PDGFR alpha-Y849
Note/Alias	CD140A; PDGFR2; PDGFR-2; Phospho-PDGFR alpha-Y849
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5156
GeneID	5156
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato corrispondente alla regione Y849 di PDGFRA umano (NP_006197.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P16234
Peso proteico	123 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio