

Phospho-Pdha1-S293 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio - P08559

Numero articolo: CM0000421



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-PDHA1-S293 validato per WB, IP, ELISA in umano, topo, ratto. Rileva la Ser293 fosforilata di PDHA1, una subunità mitocondriale della piruvato deidrogenasi che collega la glicolisi al ciclo di Krebs, per la ricerca sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Phospho-PDHA1-S293
Note/Alias	PDHA; PDHAD; PHE1A; E1alpha; PDHCE1A; Phospho-PDHA1-S293
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5160
ID Gene	5160
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P08559
Peso Proteico	43 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio