


Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Rabbit Mab Per Wb, Elisa - O15530

Numero articolo: CM0000865



introduzione

Questo anticorpo monoclonale di coniglio fosfo-specifico prende di mira PDK1 (PDPK1) fosforilato alla serina 241. Validato per WB ed ELISA, rileva la chinasi 1 dipendente da 3-fosfoinositide umana, un regolatore chiave delle chinasi AGC nella segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5170
ID Gene	5170
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O15530
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio