


Pab Di Coniglio Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 - O15530

Numero articolo: CM0000918



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico rileva PDK1 fosforilato alla Ser241 (PDPK1, 63 kDa). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con reattività crociata tra uomo, topo e ratto. Ideale per la ricerca su segnalazione insulinica, cancro e pathway delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Note / Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	5170
ID gene	5170
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato che corrisponde alla regione attorno a S241 di PDK1/PDPK1 umano (NP_002604.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15530
Peso proteico	63 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio