


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Pdk1/Pdpk1-S241 Per Wb, If/Icc, Elisa - O15530

Numero articolo: CM0001899



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico diretto contro PDK1/PDPK1 alla Serina 241. Adatto per WB, IF/ICC, ELISA su campioni umani, di topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione insulinica, della proliferazione cellulare e delle vie di sopravvivenza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PDK1/PDPK1-S241 Rabbit pAb
Note/Alias	PDK1; PDPK2; PDPK2P; PRO0461; Phospho-PDK1/PDPK1-S241
Specie	Umana
GeneID (Umano)	5170
GeneID	5170
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui intorno alla S241 di PDK1/PDPK1 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	O15530
Peso proteico	63kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio