

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-Pea15-S104 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q15121

Numero articolo: CM0001172



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio (pAb) Phospho-PEA15-S104 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva PEA15 umano e mostra reattività crociata con topo e ratto. Peso molecolare target ~15kDa. Ideale per la ricerca sull'apoptosi, il trasporto del glucosio e la segnalazione MAPK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-PEA15-S104
Note/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8682
GeneID	8682
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S104 di PEA15 umano (NP_003759.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15121
Peso Proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio