

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Phospho-Pea15-S104 Per Wb, Elisa - Q15121

Numero articolo: CM0000859



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-PEA15-S104 (15 kDa) validato per WB ed ELISA in umano, topo e ratto. Specifico per il sito S104 fosforilato di PEA-15, un regolatore dell'apoptosi e del trasporto del glucosio. Ideale per la ricerca sul diabete e sulla segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio anti-Phospho-PEA15-S104
Note/Alias	PED; MAT1; HMAT1; MAT1H; PEA-15; HUMMAT1H; PED-PEA15; PED/PEA15; Phospho-PEA15-S104
Specie	Umano
ID Gene	8682
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato attorno al sito S104 di PEA15 umano (NP_003759.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15121
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio