

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Pfkfb2-S483 Per Wb, Elisa - O60825

Numero articolo: CM0001083



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità specifico per PFKFB2 fosforilato in Ser483. Validato per WB ed ELISA su campioni umani; ideale per lo studio del metabolismo cardiaco del fruttosio-2,6-bisfosfato.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-PFKFB2-S483
Note/Alias	PFK-2/FBPase-2; Fosfo-PFKFB2-S483
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5208
ID Gene	5208
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno a S483 di PFKFB2 umano (NP_006203.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	O60825
Peso Proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio