

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-PI3Kp85A/P55Y/P85B-Y467/Y464/Y199 Per Wb - P27986 / 000459 / Q92569

Numero articolo: CM0001669



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico rivolto alle subunità regolatorie PI3K p85 α , p55 γ , p85 β (fosforilate Y467/Y464/Y199). Convalidato per WB in uomo, topo, ratto. Ideale per la ricerca sulla segnalazione PI3K, sul cancro e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PI3KP85 α /P55 γ /P85 β -Y467/Y464/Y199 Rabbit pAb
Note/Alias	PIK3R1/PIK3R2/PIK3R3; Phospho-PI3KP85 α /P55 γ /P85 β -Y467/Y464/Y199
Specie	Uomo
GenelD (Uomo)	5295/5296/8503
GenelD	5295/5296/8503
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui che circondano Y467 di PIK3R1/2/3 umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P27986/000459/Q92569
Peso proteico	42-54kDa/81-84kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio