


Fosfo-Pka C-Alfa (Prkaca)-T197 Coniglio Pab - P17612

Numero articolo: CM0001951



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-T197 validato per WB ed ELISA. Riconosce PRKACA umano, di topo e di ratto fosforilato in Treonina 197. Adatto per studi sulla segnalazione delle chinasi e sulla fosforilazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-T197 Coniglio pAb
Note/Alias	CAFD1; PKACA; PPNAD4; Fosfo-PKA C-alfa (PRKACA)-T197
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5566
GeneID	5566
Immunogeno	Peptide sintetico: un peptide sintetico fosforilato intorno a T197 della PKA C-alfa (PRKACA) umana (NP_002721.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17612
Peso Proteico	41kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio