

Fosfo-Pka Rii α (Prkar2A)-S99 Coniglio Mab Per Wb E Elisa - P13861

Numero articolo: CM0001208



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che targeting PRKAR2A a Ser99. Validato per WB e ELISA in campioni umani e di ratto. Ideale per la segnalazione cAMP e la ricerca PKA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PKA RII α (PRKAR2A)-S99 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	PKR2; PRKAR2; Fosfo-PKA RII α (PRKAR2A)-S99
Specie	Umano
GeneID (umano)	5576
GeneID	5576
Immunogeno	Peptide Sintetico - Un peptide fosforilato sintetico attorno a S99 di PRKAR2A/PKR2 umano (P13861).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Ratto
SWISS	P13861
Peso Proteico	46kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio