


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Pkc Alpha-S657/Y658 Per Wb, Elisa - P17252

Numero articolo: CM0001851



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-PKC alpha (S657/Y658) convalidato per WB e ELISA. Rileva la PKC alpha umana fosforilata (77 kDa), una chinasi chiave nella proliferazione cellulare, nell'apoptosi e nella biologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PKC alpha-S657/Y658 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alpha; Phospho-PKC alpha-S657/Y658
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5578
GeneID	5578
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P17252
Peso proteico	77 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio