


Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Pkc Alfa-T638 + Pkc Beta II-T641 Per Wb, Elisa - P17252/P05771

Numero articolo: CM0001106



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico che rivela PKC alfa (Thr638) e PKC beta II (Thr641). Validato per WB e ELISA con campioni umani. Per lo studio della segnalazione PKC nel cancro, la biologia cardiaca e l'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PKC alfa-T638 + PKC beta II-T641 Rabbit mAb
Note/Alias	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKC alpha-T638 + PKC beta II-T641
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5578/5579
ID gene	5578/5579
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato intorno alla T638 di PRKCA umana (NP_002728.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	P17252/P05771
Peso proteico	76kDa/77kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio