


Fosfo-Pkc Alfa-T638 Coniglio Mab - P17252

Numero articolo: CM0000945



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Fosfo-PKC alfa-T638 per WB, ELISA. Rileva la PKC alfa fosforilata in T638 in campioni umani e murini, ideale per la ricerca sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PKC alfa-T638 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	AAG6; PKCA; PRKACA; PKCI+/-; PKCalpha; PKC-alfa; Fosfo-PKC alfa-T638
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5578
GeneID	5578
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosforilato sintetico attorno a T638 della PKC alfa umana (P17252).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P17252
Peso Proteico	77kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio