


Anticorpo Policlonale Coniglio Phospho-Pkc Delta-Y311 Per Wb, Elisa - Q05655

Numero articolo: CM0001898



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Phospho-PKC delta-Y311 convalidato per WB e ELISA. Reagisce con PKC delta umana e di topo. Ideale per lo studio della fosforilazione di PKC delta in Tyr311 nella ricerca su apoptosi, ciclo cellulare e segnalazione cancerosa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PKC delta-Y311 Rabbit pAb
Note/Alias	MAY1; PKCD; ALPS3; CVID9; nPKC-delta; Phospho-PKC delta-Y311
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5580
GeneID	5580
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide fosforilato sintetico intorno a Y311 della PKC delta di ratto (NP_579841.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q05655
Peso proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio