

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Pkc Mu (S916) Per Wb Ed Elisa - Q15139

Numero articolo: CM0001448

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che riconosce PRKD1 (PKC mu) fosforilato in Ser916; adatto per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce con PRKD1 umano e murino, consentendo la ricerca sui pathway di segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PKC mu-S916 pAb di Coniglio
Note/Alias	PKD; PKCM; CHDED; PRKCM; PKC-MU; Fosfo-PKC mu-S916
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5587
GeneID	5587
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S912 di PKC mu umano (NP_002733.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15139
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio