


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Pkc (Pan) (Bii Ser660) Per Wb, Elisa - P17252 / P05771 / Q05655 / Q02156 / P24723 / Q04759

Numero articolo: CM0001814



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PKC fosforilata (pan) (βII Ser660). Validato per WB ed ELISA nell'uomo, topo e ratto. Ideale per ricerche sulla trasduzione del segnale, oncologia e cardiovascolari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-PKC (pan) (βII Ser660) pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	PRKCA/PRKCB/PRKCD/PRKCE/PRKCH/PRKCQ; Fosfo-PKC (pan) (βII Ser660)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	5578/5579/5580/5581/5583/5588
GenelD	5578/5579/5580/5581/5583/5588
Immunogeno	Peptide sintetico; Un peptide sintetico fosforilato attorno a S660 della PKC (pan) βII umana PRKCA (NP_002728.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P17252/P05771/Q05655/Q02156/P24723/Q04759
Peso proteico	59kDa/67kDa/74- 83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio