


Pab Di Coniglio Phospho-Pkcalpha/Beta II-T638/641 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P17252 / P05771

Numero articolo: CM0000518



introduzione

Il pAb di coniglio Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641 rileva PKC alfa e beta II fosforilati in uomo, topo e ratto. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA, questo anticorpo supporta la ricerca nella segnalazione cellulare, il cancro e la biologia cardiovascolare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
Note/Alias	PKC-beta; PKCB; PRKCB1; PRKCB2; Phospho-PKCalpha/beta II-T638/641
Specie	Umana
GenelD (Umana)	5578/5579
GenelD	5578/5579
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato intorno a T638 della PRKCA (NP_002728.2) della PKCalpha/beta II umana
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P17252/P05771
Peso proteico	76kDa/77kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio