


Pab Coniglio Phospho-Pkcδ/θ-S643/676 - Q05655/Q04759

Numero articolo: CM0001496



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che bersaglia PKCδ Ser643 e PKCθ Ser676, convalidato per WB e ELISA in campioni umani e murini. Ideale per lo studio della segnalazione di PKCδ/θ nell'apoptosi e nel cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PAb coniglio Phospho-PKCδ/θ-S643/676
Annotazioni/Alias	PRKCD/PRKCQ; Phospho-PKCδ/θ-S643/676
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5580/5588
GeneID	5580/5588
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato intorno alla S643 di PKCδ/θPRKCD umana (NP_001341605.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Murina
SWISS	Q05655/Q04759
Peso proteico	77kDa/80kDa/67kDa/74kDa/81kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio