

Phospho-Pkr/Eif2Ak2-T446 Rabbit Mab - P19525

Numero articolo: CM0001643



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che lega la T446 fosforilata di PKR/EIF2AK2 umano, adatto per WB e ELISA. Ideale per la ricerca sull'immunità innata, le infezioni virali e la segnalazione delle chinasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	Phospho-PKR/EIF2AK2-T446 Rabbit mAb
Note/Alias	PKR; PRKR; DYT33; LEUDEN; EIF2AK1; PPP1R83; Phospho-PKR/EIF2AK2-T446
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5610
GeneID	5610
Immunogeno	Peptide fosforilato sintetico intorno alla T446 di PKR/EIF2AK2 umano (P19525)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	P19525
Peso proteico	62kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio