


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Plc Beta 3 (Plcb3)-S1105 Per Wb E Elisa - Q01970

Numero articolo: CM0001868



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio specifico per PLC beta 3 fosforilata a Ser1105. Validato per WB e ELISA con reattività su umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei secondi messaggeri mediata da GPCR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105
Osservazioni/Alias	SMDCD; Fosfo-PLC beta 3 (PLCB3)-S1105
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5331
ID Gene	5331
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q01970
Peso proteico	139kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio