


Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 Per Wb, Elisa - P19174

Numero articolo: CM0001576



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PLCG1 fosforilato (S1248), con reattività crociata verso uomo e topo. Validato per western blot e ELISA. Adatto per lo studio della segnalazione da recettori tirosin-chinasi, la migrazione cellulare e la ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Rabbit mAb
Note / Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5335
GeneID	5335
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S1248 della PLC gamma 1 (PLCG1) umana (NP_877963.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P19174
Peso proteico	149 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio