


Fosfo-Plc Gamma 1 (Plcg1)-S1248 Coniglio Pab - P19174

Numero articolo: CM0000753



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che rileva fosfo-PLCG1 (S1248), validato per WB, IHC-P, ELISA nell'uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione dei fattori di crescita, della riorganizzazione dell'actina e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Fosfo-PLC gamma 1 (PLCG1)-S1248
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5335
GeneID	5335
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19174
Peso Proteico	149kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio