


Pab Di Coniglio Phospho-Plc Gamma 1 (Plcg1)-Y783 Per Wb, Elisa - P19174

Numero articolo: CM0001231



introduzione

Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783 Rabbit pAb è un anticorpo fosfo-specifico per Western blot e ELISA, che bersaglia la Y783 fosforilata della PLCG1 umana. Reagisce in modo crociato con il topo. Ideale per lo studio della segnalazione delle recettori tirosin-chinasi, della riorganizzazione dell'actina e della migrazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Note/Alias	PLC1; NCKAP3; PLC-II; PLC148; PLCgamma1; Phospho-PLC gamma 1 (PLCG1)-Y783
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5335
GeneID	5335
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico fosforilato intorno alla Y783 della PLC gamma 1 (PLCG1) umana (NP_877963.1?).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	P19174
Peso proteico	149kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio