


Fosfo-Plc Gamma 2 (PLcg2)-Y1217 Coniglio Pab - P16885

Numero articolo: CM0001783



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per Y1217 fosforilata di PLCG2 umano, validato per WB, IHC-P, ELISA; cross-reagisce con umano e topo. Ideale per ricerche sulla trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	FCAS3; APLAID; PLC-IV; PLC-gamma-2; Fosfo-PLC gamma 2 (PLCG2)-Y1217
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5336
GeneID	5336
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo
SWISS	P16885
Peso Proteico	148kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio