


Anticorpo Monoclonale Coniglio Phospho-PLN-S16 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P26678

Numero articolo: CM0000864



introduzione

L'anticorpo monoclonale coniglio Phospho-PLN-S16 (WB, IF-P, IHC-P, ELISA) rileva la fosfolambana endogena fosforilata a Ser16 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per la ricerca sull'omeostasi del calcio cardiaco e sulla cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Phospho-PLN-S16 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PLB; CMD1P; CMH18
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5350
Immunogeno	Un peptide fosforilato sintetico attorno a S16 di PLN umano (NP_002658.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P26678
Peso Proteico	6 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio