


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-PLN-S16 Per Wb Ed Elisa - P26678

Numero articolo: CM0001651



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio Phospho-PLN-S16 rileva specificamente la fosforilambano fosforilata in serina 16 in campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per WB ed ELISA nella ricerca sulla regolazione del calcio cardiaco e sulle cardiomiopatie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-PLN-S16
Note/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-S16
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5350
GeneID	5350
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S16 della PLN umana (NP_002658.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26678
Peso Proteico	6kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio