


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Phospho-PLN-S16/T17 Per Wb, Elisa - P26678

Numero articolo: CM0001541



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-PLN-S16/T17 per Western blot ed ELISA, reagisce con umano, topo, ratto. Rileva la fosfolambano fosforilata, un modulatore chiave dell'attività di SERCA2 nel reticolo sarcoplasmatico del muscolo cardiaco.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Phospho-PLN-S16/T17
Note/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; Phospho-PLN-S16/T17
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5350
ID Gene	5350
Immunogeno	Un peptide sintetico fosforilato intorno a S16 & T17 della PLN umana (NP_002658.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26678
Peso Proteico	6kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio