


Fosfo-PLN-T17 Coniglio Pab - P26678

Numero articolo: CM0001871



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio ad alta specificità per Fosfo-PLN-T17 per WB, IHC-P, ELISA. Rileva la fosfolambana umana, murina e ratto fosforilata in Thr17. Ideale per la ricerca sulla segnalazione del calcio cardiaco e sulla cardiomiopatia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PLN-T17 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PLB; CMD1P; CMH18; Fosfo-PLN-T17
Specie	Umano
GeneID (umano)	5350
GeneID	5350
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide sintetico fosforilato attorno a T17 di PLN umano (NP_002658.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P26678
Peso Proteico	6kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio