


Mab Coniglio Anti Phospho-Polr2A Ctd-S2 - P24928

Numero articolo: CM0001971



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per Ser2 fosforilata del CTD di POLR2A. Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA; reagisce con uomo, topo, ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb coniglio anti Phospho-POLR2A CTD-S2
Annotazioni/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hSRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S2
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5430
GeneID	5430
Immunogeno	Peptide sintetico (Peptide fosfo-specifico corrispondente alle regioni intorno a S2 della ripetizione CTD YSPTSPS di POLR2A umana)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ChIP, ChIP-seq, CUT&Tag, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P24928
Peso proteico	217 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio