


Pab Di Coniglio Phospho-Polr2A Ctd- S2/S5 - P24928

Numero articolo: CM0001491



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Phospho-POLR2A CTD (S2/S5) validato per WB e ELISA. Bersaglia la fosforilazione della ripetizione YSPTSPS del CTD di POLR2A umana a livello di Ser2/Ser5. Ideale per la ricerca sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	pAb di coniglio Phospho-POLR2A CTD- S2/S5
Note/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RplILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD- S2/S5
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5430
GeneID	5430
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide fosfospecifico corrispondente alle regioni residue intorno a S2/S5 della ripetizione YSPTSPS del CTD di POLR2A umana.
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	P24928
Peso proteico	217kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio