


Phospho-Polr2A Ctd-S5 Rabbit Mab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24928

Numero articolo: CM0000436



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro POLR2A CTD Ser5, convalidato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA nell'uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della regolazione della trascrizione della RNA polimerasi II.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Phospho-POLR2A CTD-S5 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpiILS; hsRPB1; hRPB220; Phospho-POLR2A CTD-S5
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5430
ID Gene	5430
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide fosfo-specifico corrispondente ai residui circostanti S5 del CTD di POLR2A umano (P24928).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24928
Peso proteico	217kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio