


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Fosfo-Polr2A Ctd-T4 Per Wb, Ip, Elisa, Chip - P24928

Numero articolo: CM0000458



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Fosfo-POLR2A CTD-T4 di alta qualità, validato per WB, IP, ELISA, ChIP; rileva POLR2A umano, di topo e di ratto fosforilato in T4 delle ripetizioni eptapeptidiche del CTD. Ideale per studi di trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio Fosfo-POLR2A CTD-T4
Note/Alias	RPB1; RPO2; POLR2; POLRA; RPBh1; RPOL2; NEDHIB; RpILS; hSRPB1; hRPB220; Fosfo-POLR2A CTD-T4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5430
ID Gene	5430
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide fosfo-specifico corrispondente alle residenze circostanti T4 della ripetizione CTD YSPTSPS di POLR2A umano.
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IP, ELISA, ChIP
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P24928
Peso Proteico	217kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio