


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Contro Phospho-Pp2A Catalitica A (Y307) Per Wb, Elisa - P67775

Numero articolo: CM0001595



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio specifico per fosfo-PP2A catalitica α (Tyr307) per Western blot e ELISA. Riconosce PPP2CA umana e murina; peso molecolare previsto 36 kDa. SWISS: P67775.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PP2A Catalitica α -Y307 Rabbit mAb
Note / Alias	RP-C; PP2Ac; PP2CA; NEDLBA; PP2Calfa; Phospho-PP2A Catalitica α -Y307
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	5515
Immunogeno	Peptide sintetico - Peptide sintetico fosforilato intorno alla Y307 della subunità catalitica α di PP2A umana (P67775)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P67775
Peso proteico	36kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio