


Pab Di Coniglio Phospho-Ppig-S376 Per Wb, Elisa - Q13427

Numero articolo: CM0000953



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio fosfo-specifico che bersaglia PPIG fosforilato in S376, validato per WB e ELISA con reattività crociata verso uomo, topo e ratto. Ideale per studiare la regolazione dello splicing e la fosfo-segnalazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Phospho-PPIG-S376 Rabbit pAb
Note/Alias	CYP; SRCyp; SCAF10; CARS-Cyp; Phospho-PPIG-S376
Specie	Umana
ID gene	9360
Immunogeno	Peptide sintetico: Un peptide fosforilato sintetico intorno alla S376 della PPIG umana (NP_004783.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q13427
Peso proteico	89 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio