

Fosfo-Ppp1Ca-T320 Rabbit Mab Per Wb, Ihc-P, Elisa - P62136

Numero articolo: CM0001782



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio fosfo-specifico contro PPP1CA (fosforilato a T320). Validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della segnalazione PP1, della divisione cellulare e della regolazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Fosfo-PPP1CA-T320 Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	PP1A; PP-1A; PPP1A; PP1alpha; Fosfo-PPP1CA-T320
Specie	Umano
GeneID (umano)	5499
GeneID	5499
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico fosforilato attorno a T320 di PPP1CA umano (NP_002699.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P62136
Peso Proteico	32kDa/37kDa/38kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio