


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Fosfo-Ppp1R12A-S668 Per Wb, Elisa - O14974

Numero articolo: CM0000885



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-Fosfo-PPP1R12A (MYPT1) S668 validato per WB e ELISA. Rileva PPP1R12A fosforilata alla serina 668 nell'uomo, nel topo e nel ratto. Ideale per studi sulla segnalazione della fosfatasi della miosina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Fosfo-PPP1R12A-S668 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MBS; GUBS; M130; MYPT1; Fosfo-PPP1R12A-S668
Specie	Umano
ID Gene	4659
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	O14974
Peso proteico	115kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio