


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Fosfo-Ppp1R12A/Ppp1R12B/Ppp1R12C (Thr696) Per Wb, Elisa - O14974 / O60237 / Q9Bzl4

Numero articolo: CM0001338



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio specifico per la Thr696 fosforilata delle subunità regolatorie della fosfatasi della miosina umana PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C. Validato per Western blot ed ELISA su campioni umani. Ideale per ricerche sulla segnalazione cellulare e sul citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C-T696 pAb di coniglio
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4659/4660/54776
GeneID	4659/4660/54776
Immunogeno	Peptide sintetico fosforilato attorno a T696 di PPP1R12A/PPP1R12B/PPP1R12C umana (basato su PPP1R12A NP_002471.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	O14974 / O60237 / Q9BZL4
Spedizione	Borsa del ghiaccio