


Fosfo-Prkcq-S676 Coniglio Pab - Q04759

Numero articolo: CM0001811



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio fosfo-specifico che targeting PRKCQ (S676). Validato per WB e ELISA per il rilevamento di PRKCQ umano fosforilato, una chinasi chiave nella segnalazione delle cellule T, nell'infiammazione e nella funzione piastrinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Fosfo-PRKCQ-S676 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PRKCT; nPKC-theta; Fosfo-PRKCQ-S676
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5588
Gene ID	5588
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente ai residui circostanti S676 di PRKCQ umano (fosfo-specifico)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Fosforilati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	Q04759
Peso Proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio